



روش انجام دیالیز صفاقی



ویژه: بیماران

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۹/۰۱

کد پمفلت: PA-۵۶-۱۰۰۲

شماره بازنگری: ۰۱

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: بخش دیالیز صفاقی - واحد آموزش سلامت



مددجوی محترم توجه داشته باشید که:

کلیه مراحل توسط پرستار واحد دیالیز صفاقی به صورت عملی و به طور کامل به شما آموزش داده می شود و مطالب ذکر شده جهت یادآوری و مطالعه مجدد شما می باشد.

منابع:

- کتاب دیالیز صفاقی - فرزانه شریفی پور و مهناز هیهات - ۱۳۹۷

<https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/upodate>

<https://www.clinicalkey.com>

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت **رایگان** همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

۲۲- پیچ سفید کانکتور تیوپ خود را باز کنید تا مایع از شکم به سمت کیسه خروجی برود و پس از تخلیه کامل مسیر خروجی را ببندید.

۲۳- کلمپ کیسه ورودی را باز کنید و مقدار حجم توصیه شده توسط پزشک را وارد شکم نمایید و سپس مسیر را با گیره ببندید.

۲۴- پیچ سفید رنگ کانکتور را ببندید.

۲۵- پوشش کپ کوچک را تا نیمه باز کنید و به حالت آماده بگذارید.

۲۶- دست ها را با الکل ضد عفونی کنید و سپس ست سرم را از کانکتور خود جدا کنید.

۲۷- کپ کوچک را به کانکتور خود ببندید.

۲۸- مایع تخلیه شده را از نظر حجم و شفافیت بررسی کنید.



مددجوی گرامی:

این مطالب به منظور آشنایی شما با نحوه انجام دیالیز صفاقی و مراقبت های لازم بعد از آن تهیه شده است. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.

🌸 لوازم مورد نیاز جهت دیالیز صفاقی:

* کیسه محلول دیالیز صفاقی

* درپوش (کپ کوچک)

* دستمال کاغذی

* دو عدد گیره

* پایه سرم

* مایع صابون

* ماسک

* الکل



🌸 روش انجام دیالیز صفاقی:

۱- ماسک را بر روی بینی و دهان خود قرار دهید.

۲- وسایل را آماده کنید.

۳- دست ها را به مدت ۳ دقیقه با آب و صابون بشویید. جهت



حرکت، حین صابون زدن، شستن، آب کشیدن از سمت انگشتان به طرف ساعد دستتان باشد.

۴- خشک کردن دست ها با دستمال کاغذی را از انگشتان به طرف ساعد دست خود انجام دهید. (برای خشک کردن دست ها از خشک کن برقی استفاده نکنید).

۵- میز، صندلی، پایه سرم و سایر وسایل را با الکل تمیز کنید. (هر کدام با دستمال کاغذی جداگانه و به یک جهت کشیده شود).

۶- سرم را از لحاظ تاریخ انقضا، درجه حرارت، نوع محلول مصرفی، شفاف بودن، باز نبودن پوشش خارجی چک کنید، ضد عفونی کنید و روی میز قرار دهید.

۷- کانکتور تیوپ را از لباس خارج کنید.

۸- مجددا دست ها را به روش بیان شده شستشو دهید و خشک کنید.

۹- پوشش خارجی کیسه محلول را باز کنید.

۱۰- یک عدد کلمپ را به محل ورودی کیسه بزنید.



۱۱- دست ها را با الکل ضدعفونی کنید.

۱۲- ضامن کیسه محلول را بشکنید.

۱۳- ست سرم را به داخل کیسه فرو کنید.

۱۴- سر ست سرم را زیر کیسه محلول قرار دهید.

۱۵- کیسه خروجی را آزاد کرده و روی زمین بگذارید.

۱۶- کیسه ورودی را به پایه سرم آویزان کنید.

۱۷- هواگیری را انجام دهید.

۱۹- دست ها را مجددا با الکل ضدعفونی کنید.

۲۰- کانکتور تیوپ خود را بین انگشت شست و اشاره و

سر ست سرم را بین انگشت اشاره و سوم قرار دهید. کپ

کوچک را آزاد کنید و در پوش سرم را جدا کنید.

۲۱- ست سرم را به کانکتور تیوپ وصل کنید.

